

# ศรีตรังโกลฟส์®

SRI TRANG GLOVES  
SURGICAL

LATEX POWDER-FREE   
SURGICAL GLOVES



**ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์**  
สอดคล้องกับรูปร่างมือขณะผ่าตัด



**มีผลทดสอบ EN 16523-1  
และ ASTM D6978**  
ต้านทานสารเคมีและยาฆ่าเชื้อ



**NATUTEX latex**  
“เทคโนโลยีนาทูเท็กซ์” กรรมสิทธิ์เฉพาะ  
ที่มาพร้อมความเข้มข้นของโปรตีนที่ต่ำลง

# ศรีตรังโกลฟส์®

SRI TRANG GLOVES  
SURGICAL

## LATEX POWDER-FREE SURGICAL GLOVES



**Material**  
Natural Rubber Latex

**Powder Content**  
≤ 2.0 mg/glove

**Internal Glove Surface**  
Polymer Coated

**Freedom from Holes**  
(Inspection level I)  
AQL ≤ 0.65

**Product Compliances**  
ASTM D3577, EN 455,  
ISO 10282, TIS 538,  
EN ISO 21420, EN ISO 374

**Factory Compliance**  
ISO 13485, ISO 14001,  
ISO 9001

**Viral Penetration Test**  
ASTM F1671

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

#### การปกป้องสูงสุด

ปกป้องผิวหนังจากสัมผัสเชื้อโรคและไวรัสจากเลือด เพื่อให้มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมในการผ่าตัดปลอดภัย ทั้งสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย

#### ไม่เมื่อยล้าสำหรับการผ่าตัดที่ยาวนาน

คำนึงถึงการใช้งานของศัลยแพทย์ โดยใช้เข้ามือแบบโค้ง (Curved Former) ในการขึ้นรูปถุงมือ ทำให้ศัลยแพทย์สามารถใช้งานได้นานโดยไม่ลดทอนความสะดวกสบาย และความคล่องแคล่วขณะผ่าตัด

#### ไวต่อผิวสัมผัส

ด้วยประสิทธิภาพของน้ำยางสูตรพิเศษ ช่วยเพิ่มความไวต่อผิวสัมผัส ทำให้ศัลยแพทย์รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวที่ละเอียดอ่อนที่สุด

#### หยึดจับแม่นยำ

ด้วยคุณสมบัติเพิ่มการยึดเกาะบนปลายนิ้วแบบ Full Micro Texture ให้ทุกสัมผัสในการหยิบจับอุปกรณ์มั่นใจไม่มีสะดุด

#### ยั่งยืนและรักษ์โลก

ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากพลังงานสะอาด 100% ช่วยลดภาวะเรือนกระจก มุ่งสร้างสังคมคาร์บอนต่ำที่สะอาด และไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต

#### ปราศจากเชื้อด้วยรังสีแกรมมา

ยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดด้วยกระบวนการผลิตแบบปราศจากเชื้อด้วยการฉายรังสีแกรมมา

STERILE

#### ขนาดของบรรจุภัณฑ์

Peel pack (MV)	132(W)x158(L)
Dispenser (Inner box)	137(W)x157(L)x277(H)
Carton (Outer carton)	335(W)x430(L)x287(H)



#### Container Loading

20ft | 40ft | 40ft HC

684 | 1422 | 1602



Sbk\_Mklocal@sritranggroup.com

www.sritranggloves.com